

SRS头部固定架

型号 MC-SRF001

01

镂空设计
减少射线阻挡

02

一体成型
坚固耐用

03

小而灵巧
易于存放

04

通用性强
适配多种底座



放射治疗定位装置

► SRS 固定系统

美岑 SRS 系统由 SRS 头部固定架、SRS 定位膜和头托组成，能更好地满足临床对头部肿瘤患者进行立体定向放射外科治疗时体位精准固定的需求。



系统构成



SRS 头部固定架



头托



SRS 定位膜

- 镂空设计, 减少射线阻挡
- 一体成型, 坚固耐用
- 小而灵巧, 易于存放
- 通用性强, 适配多种底座



▶ 访问网站视频专区或扫描右侧二维码观看产品视频。



► SRS 头部固定架



SRS 头部固定架

MC-SRF001 碳纤维材质 (左图)

MC-SRG001 MR兼容材质 (右图)

· 适配美岑 C 系列、Civco 或其他 S-Type 底座。



拉丁式固定



SRS 头部固定架

MC-SRF004 碳纤维材质 (左图)

MC-SRG004 MR兼容材质 (右图)

· 适配 Orfit L-Type 底座。



卡条式固定



SRS 头部固定架

MC-SRF002 碳纤维材质 (左图)

MC-SRG002 MR兼容材质 (右图)

· 适配 MacroMedics 底座。



嵌入式固定



SRS 头托

MC-SRG001-A01

MC-SRG001-A03 MR兼容材质

美岑 SRS 头部固定架搭配强度高, 服帖性好的 SRS 定位膜, 上下双膜片固定更精确, 双层膜搭配头托可对患者前后颅进行个性化塑形, 加强承托力。

更多美岑 SRS 定位膜的信息, 请查阅电子画册第 10 页。




放射治疗定位装置

配置产品

提供前后颅支撑，多款可选，满足不同的临床需求。


SRS 定位膜

· M2422-VSRS190W 标准款, 厚度2.4mm




SRS 定位膜

· M24RA-VSRS581W 加强筋款, 厚度 2.4mm




SRS 定位膜

· M24RB-VSRS642W 面部敞开加强筋款, 厚度 2.4mm



SRS 定位膜

· M24RB-VSRS641W 眼部敞开款, 厚度 2.4mm



面部敞开式SRS定位膜, 旨在缓解幽闭恐惧症患者在放射治疗过程中的紧张情绪, 敞开部分可根据不同患者的情况进行拉伸调整, 确保舒适性和固定效果。



品质至上 以人为本 诚信经营 追求卓越

广东美岑医疗设备有限公司

电话: 0757-86269115

邮箱: sales@meicenmed.com

地址: 佛山市南海区狮山镇小塘工业大道五星段82号万洋创智园5栋



电子画册



公众号