

放疗定位解决方案

人体定位袋

- ☑ 高品质原料，结实耐用
- ☑ 触感柔软、舒适
- ☑ 气密性好
- ☑ 易清理
- ☑ 射线穿透率高




人体定位袋

人体定位袋对射线几乎没有衰减作用,且与空气当量接近,是一种理想的定位材料。主要用于放射治疗过程中的肢体辅助固定,如头部、头颈肩部、胸部、手脚部、半身或者全身等肢体固定,可与定位膜配合使用,也可单独使用。



美岑人体定位袋外表尼龙涂层保护其免受撕裂和污染,能与人体体型紧密服帖,复合层设计可在有效确保气密性的同时,使人体定位袋更轻质,射线透射率高。在负压状态下可以保证在整个治疗过程中不变形,从而达到精准定位目的。

 访问官方网站视频栏目或扫描右侧二维码观看产品视频。



人体定位袋


- 采用高品质原料，复合层设计，结实耐用；
- 触感柔软、舒适；
- 气密性好；
- 容易清理；
- 射线穿透率高。



用于 CT



适配条固定点



CPC 转接头

型号	描述	MR 兼容	适配条固定
RC-D0003	头部, 40cm X 30cm	RM-D0003	可选
RC-D7001	四肢部, 50cm X 30cm	RM-D7001	可选
RC-L5001	体部, 100cm X 80cm	RM-L5001	可选
RC-D5010	体部, 100cm X 85cm	RM-D5010	可选
RC-D5001	体部, 120cm X 80cm	RM-D5001	可选
RC-D5016	体部, 150cm X 80cm	RM-D5016	可选
RC-D8001	全身部, 200cm X 80cm	RM-D8001	可选

* 可根据客户需求定制人体定位袋

人体定位袋




人体定位袋
RC-D3002F



人体定位袋
RC-D5001



人体定位袋
RC-D1003



人体定位袋
RC-D1001

型号	描述	MR兼容	适配条固定
RC-D1001	头颈肩部, 67cm X 72cm	RM-D1001	可选
RC-D1003	头颈肩部, 131cm X 72.5cm	RM-D1003	可选
RC-D3002F	头颈肩胸腹部, 125cm X 110cm	RM-D3002F	可选

人体定位袋抽气泵 R-PM002

- 适用220V电压;
- 具有抽气和充气两种功能, 带气压表。





品质至上 以人为本 诚信经营 追求卓越

广东美岑医疗设备有限公司

电话: 0757-86269115

邮箱: sales@meicenmed.com

地址: 佛山市南海区狮山镇小塘工业大道五星段82号万洋创智园5栋



电子画册



公众号